

Produktdatenblatt

BCL[®] -ALR-Gen2 anwendungsfertig Abdrucklöffelreiniger

Stand: 01.04.2026 * Druck: 20.08.2026

BESCHREIBUNG

Gebrauchsfertiger materialschonender Reiniger auf spezieller Wirkstoffbasis zur Entfernung von Alginatresten, Abformmassen und Haftvermittlern an Abdrucklöffeln, Abformschalen und dentalen Werkzeugen.

Mehrfach wiederverwendbar. Auch im Ultraschallbad einsetzbar.

ANWENDUNG

Die zu reinigenden Gegenstände in die gebrauchsfertige Lösung legen. Einwirken lassen. Einwirkzeit kann je nach Ablagerung variieren. Ein erhöhter Reinigungseffekt wird im Ultraschallbad erzielt.




weitere Produktinformationen:

Erhalten Sie unter folgendem Link:
www.reinigungsprodukt.eu/*3242

 Made in Germany



Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.



Produktnr: 3242

Da das Produkt nachhaltig wirkt, darauf achten das Produktreste
+ Verschüttungen unbedingt mit Wasser entfernt werden.

BCL[®]
AG
www.bcl-ag.de

Online-Shop> www.bcl-shop.de
Industriegebiet
Bürgermeister-Wiendl-Str 9
D-92439 Bodenwöhr

Tel: +49(0)9434-20.398.0
Fax: +49(0)9434-20.398.29
eMail: office@bcl-mail.de