

Produktdatenblatt

BCL[®] -Denta-Plac-AZ

Ultraschall-Zahnsteinlöser

Stand: 31.01.2023 * Druck: 20.08.2026

BESCHREIBUNG

WASSERLÖSLICHER ZAHNSTEINLÖSER
AUF SPEZIELLER WIRKSTOFFBASIS
ZUM ENTFERNEN VON
ZAHNSTEINABLAGERUNGEN
(PLAC-SCHICHTEN) AN ZAHNPROTHESEN
ZUM EINSATZ IN/BEI
ZAHNTECHNISCHEN LABORATORIEN,
ZAHNARZTPRAXEN,
ZAHNPROTHESENTRAGENDEN PATIENTEN

ANWENDUNG

EINSATZ IM ULTRASCHALLBAD/POLIERNADELBAD

EINWIRKZEIT BEI ALTEN STARKEN SCHICHTEN BIS 1
STUNDE

EINSATZ DURCH EINLEGEN IN DIE LÖSUNG IN DIE
HEISSE ANWENDUNGSLÖSUNG MINDESTENS 2
STUNDEN ODER ÜBER NACHT EINLEGEN

KEINE ANWENDUNG AUF ELOXAL, ALUMINIUM
OHNE TEST UND BERATUNG



weitere Produktinformationen:

Erhalten Sie unter folgendem Link:
www.reinigungsprodukt.eu/*3581

 Made in Germany



UFI: 2FW9-N0FN-000W-M0XJ



ACHTUNG

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Dampf / Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

 < ph-Wert



Produktnr: 3581

Da das Produkt nachhaltig wirkt, darauf achten das Produktreste
+ Verschüttungen unbedingt mit Wasser entfernt werden.

BCL[®]
AG
www.bcl-ag.de

Online-Shop> www.bcl-shop.de

Industriegebiet
Bürgermeister-Wiendl-Str 9
D-92439 Bodenwöhr

Tel: +49(0)9434-20.398.0
Fax: +49(0)9434-20.398.29
eMail: office@bcl-mail.de