

Produktdatenblatt

BCL[®] -Dental-Plus Hochkonzentrat Ultraschall-Polierpastenreiniger

Stand: 31.01.2023 * Druck: 20.08.2026

BESCHREIBUNG

WASSERLÖSLICHER REINIGER AUF
SPEZIELLER WIRKSTOFFBASIS ZUR
ENTFERNUNG VON POLIERPASTENRESTEN
UND FETTHALTIGEN MATERIALIEN AN
KRONEN - BRÜCKEN - PROTHESEN
INSTRUMENTEN
ALGINATLÖSER
IM ULTRASCHALLBAD UND POLIERNADELBAD

ANWENDUNG

EINSATZ IM ULTRASCHALLBAD/POLIERNADELBAD
1 TEIL PRODUKT
MIT 10 - 40 TEILEN WASSER VERDÜNNEN
WENIGE MINUTEN EINWIRKEN LASSEN
UND ABDAMPFEN
BESSER IM ULTRASCHALLBAD ODER
POLIERNADELBAD EINSETZEN

ENTFERNT UNTERFÜTTERUNGEN
MIT ZINKOXYDPASTE
VON DER PROTHESE RÜCKSTANDSLOS
BEI HÖHER EINGESTELLTER
ANWENDUNGSLösUNG



weitere Produktinformationen:

Erhalten Sie unter folgendem Link:
www.reinigungsprodukt.eu/*1521

 Made in Germany



UFI: MK64-00KV-200E-YSHN




Achtung

Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt / Behälter gemäß lokalen / nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Reiniger, 648/2004/EG, enthält

unter 5 % anionische Tenside
unter 5 % nichtionische Tenside



Produktnr: 1521

Da das Produkt nachhaltig wirkt, darauf achten das Produktreste
+ Verschüttungen unbedingt mit Wasser entfernt werden.

BCL[®]
AG
www.bcl-ag.de

Online-Shop> www.bcl-shop.de

Industriegebiet
Bürgermeister-Wiendl-Str 9
D-92439 Bodenwöhr

Tel: +49(0)9434-20.398.0
Fax: +49(0)9434-20.398.29
eMail: office@bcl-mail.de